


# PQQ - PIRROLOQUINOLINA QUINONA

## COMPOSIÇÃO

Pirroloquinolina quinona 2,5mg/mL	1 ampola 2mL
Procaína 4%	1 ampola 2mL

## VIA DE ADMINISTRAÇÃO: INTRAMUSCULAR



- Aplicação no quadrante superior externo do glúteo
- Agulha para aspiração: 30x0,8mm
- Agulha para aplicação: 30x0,7mm
- Seringa: 5mL

## INDICAÇÃO

- Antioxidante
- Neuroproteção
- Biogênese Mitocondrial
- Função cognitiva

## PROTOCOLO

Sugere-se a aplicação intramuscular de uma ampola, 3 vezes por semana (segunda, quarta e sexta-feira), por no mínimo 4 semanas. Associar uma ampola de procaína 4% 2mL para reduzir a dor da aplicação.

## PROCEDIMENTO PARA A APLICAÇÃO

- Realizar assepsia no local com álcool 70°
- Aspirar o conteúdo da ampola de pirroloquinolina quinona com a agulha 30x0,8mm
- Aspirar o conteúdo da ampola de procaína 4% 2mL
- Trocar a agulha para realizar a aplicação (30x0,7mm)
- Realizar a aplicação intramuscular no quadrante superior externo do glúteo

## ASSOCIAÇÕES VIA ORAL

CoQ10: proteção mitocondrial. Sugere-se 100mg/dia ou mais, **a critério médico**.

## OBSERVAÇÃO

Após a solubilização, a formulação deverá ser aplicada imediatamente.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- Kirk Stokel. Rejuvenate Your Cells by Growing New Mitochondria. Life Extension Magazine 2010/2011
- Perry Marcone. Generate Fresh Mitochondria with PQQ. Life Extension Magazine February 2011.

Este documento foi elaborado com informações encaminhadas por nossos fornecedores e/ou pesquisadas em literaturas científicas, com o objetivo de orientar o profissional de saúde, devendo sempre ser analisadas pelo médico. Recomenda-se a pesquisa em outras referências científicas para a escolha da melhor conduta terapêutica.

