


# EMAGRECIMENTO I

## EMAGRECIMENTO I PH 5,65

Hialuronidase 3000UTR	1 frasco pó liofilizado
L-Carnitina 300mg/mL	1 ampola 2mL
Procaína 4% + Cafeína 5%	1 ampola 2mL
Inositol 10% + L-Taurina 10%	3 ampolas 2mL

Solução límpida incolor

## VIA DE ADMINISTRAÇÃO: INTRAMUSCULAR



- Aplicação no quadrante superior externo do glúteo
- Agulha para aspiração: 30x0,8mm
- Agulha para aplicação: 30x0,7mm
- Seringa: 10mL

## INDICAÇÃO

- Auxiliar no tratamento de emagrecimento
- Aumento do metabolismo
- Aumento da quebra de gordura
- Ação ansiolítica

## COMPONENTES

<b>Hialuronidase</b>	Fator de difusão. Auxilia na passagem de líquidos injetáveis, aumentando sua absorção e velocidade de penetração.
<b>L-Carnitina</b>	Aumento da quebra de gorduras. Acelera o metabolismo
<b>Procaína</b>	Anestésico local
<b>Cafeína</b>	Termogênico. Acelera o metabolismo
<b>Taurina + Inositol</b>	Efeito ansiolítico, atua como agente modulador da ansiedade

## PROTOCOLO

Realizar a aplicação intramuscular uma vez por semana ou a cada 72 horas. A duração do tratamento pode variar entre 8 a 12 semanas de acordo com o objetivo.

## PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO

- Realizar assepsia do local com álcool 70°
- Aspirar o conteúdo da 1ª ampola (agulha 30x0,8mm)
- Transferir para o frasco contendo Hialuronidase liofilizada com cuidado para não formar bolhas (agulha na diagonal para que o líquido escorra pela parede do frasco)
- Solubilizar com cuidado
- Aspirar o conteúdo das demais ampolas da esquerda para a direita, devido ao pH das soluções (da solução mais alcalina para a mais ácida)
- Transferir para o frasco com cuidado para não formar bolhas. Homogeneizar
- Aspirar o conteúdo do frasco e trocar a agulha para 30x0,7mm
- O volume total da solução é de 10mL, realizar duas aplicações contendo 5mL da solução
- Aplicar 5mL da solução no quadrante superior externo de cada glúteo

## OBSERVAÇÕES

- Não realizar a aplicação do produto caso haja turvação e/ou precipitação da solução.
- Após a solubilização, a formulação deverá ser aplicada imediatamente.
- Em alguns casos, a Hialuronidase pode causar alergia. Para reduzir o risco de reações alérgicas, recomenda-se não ingerir carne vermelha por 12 horas antes da aplicação e 24 horas após a aplicação.